



D

BEDIENUNGSANLEITUNG

CAPRI, Modell 3013612

MEYRA®

ORTOPEDIA

Wir bewegen Menschen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
CE-Bestimmungen	4
Sicherheitshinweise	5
Tipps zur Sicherheit und Unfallverhütung	5
Bei der Montage	5
Bei der Benutzung	5
Bei der Lagerung	6
Zum Ladegerät und Akku	6
Produktübersicht / Lieferumfang	8
Badewannenlifter Capri II, Modell 3013612	8
Übersicht Badelifter	8
Übersicht Akku und Ladegerät	8
Übersicht Handsteuerung	8
Zubehör	9
Spezifikation/Verwendung	9
Montage	9
Für die erstmalige Benutzung	9
Badewannenlifter auspacken und Akku laden	9
Montage der Saugfüße	10
Badelifter in die Wanne einsetzen	11
Handhabung und Bedienung	12
Demontage	13
Montage der Sitzeinheit	15
Demontage der Sitzeinheit	16
Laden des Akkus	17
Ladevorgang	17
Ladedauer	17
Erhaltungsladung und Aufbewahrung	18

Instandhaltung und Wartung	18
Wartung	18
Reinigung und Pflege	18
Beschaffung von Ersatzteilen	19
Störungsbehebung	20
Technische Daten	21
Entsorgung	23
Symbole	24
Notizen	25
Garantie	26

VORWORT

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unserem Hause durch die Wahl des Badewannenlifters *CAPRI II* entgegengebracht haben.

Der Badewannenlifter *CAPRI II* zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sitzfläche und Rückenlehne sind nach anatomischen Gesichtspunkten geformt
- Großzügige Absenkung der Rückenlehne
- Niedrige Sitzhöhe in der Badewanne
- Einfache Bedienbarkeit
- Geringes Gewicht
- Problemlose Reinigung

Der Badewannenlifter *CAPRI II* ist ein technisches Hilfsmittel. Es ist erklärungsbedürftig, benötigt eine regelmäßige Pflege und birgt bei unsachgemäßem Gebrauch Gefahren in sich. Deshalb muss die richtige Handhabung erlernt werden.

Achtung:

! Diese Bedienungsanleitung ist vor der Montage sowie der erstmaligen Inbetriebnahme zu lesen und zu beachten.

- Sie soll helfen, sich mit der Handhabung vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.

CE-BESTIMMUNGEN

Hinweis:

Die Technik dieses Badewannenlifters entspricht den einschlägigen Anforderungen der EG-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte. Störungen durch hochfrequente Strahlungen anderer elektronischer Geräte sind jedoch nicht auszuschließen.

Hochfrequente Strahlungen treten z. B. im Bereich von Radar- und Sendeanlagen, bei Funkgeräten aller Art und Funktelefonen auf. Reagiert der Badewannenlifter im Störfall unkontrolliert oder werden andere elektronische Geräte durch den Badewannenlifter gestört, sofort den Netzstecker ziehen.

Der Anschluss anderer Geräte kann ebenso Störungen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE

TIPPS ZUR SICHERHEIT UND UNFALLVERHÜTUNG

Hinweis:

Beachten Sie beim Gebrauch des Badewannenlifters folgende Punkte:

Bei der Montage

- ▲ Die Saugfüße müssen bei der Montage der Bodenplatte frei von Schmutz und Fett sein.
- ▲ Der Badewannenboden muss im Bereich der Saugfüße glatt, eben und sauber sein.
- ▲ Die Verriegelung der Hebeeinheit muss hörbar in die Bodenplatte einrasten.
- ▲ Die Verriegelung der Sitzeinheit muss hörbar und sichtbar in den Schlitten der Hubeinrichtung einrasten.
- ▲ Überzeugen Sie sich vor dem Baden durch einen Probelauf des Badewannenlifters von der ordnungsgemäßen Funktion.

Bei der Benutzung

- ▲ Personen mit eingeschränkten Bewegungs-/ Körperfunktionen sollten sich bei der Benutzung des Badewannenlifters beaufsichtigen lassen. Schwerbehinderte dürfen nur unter Aufsicht einer Pflegeperson gebadet werden.
- ▲ Während der Benutzung des Badewannenlifters ruhige Sitzposition einhalten sowie extreme Körperbewegungen vermeiden.
- ▲ Eine einseitige Abstützung auf die Seitenplatten sowie der Sitzplatte ist zu vermeiden.
- ▲ Nach einem Störfall den Badewannenlifter nicht weiter benutzen, sondern vom Fachhandel instand setzen lassen.

- ▲ Während des Senkvorganges nicht unter die Sitzplatte greifen. – Quetschgefahr.
- ▲ Die Füße während der Benutzung nicht auf den Badewannenrand oder andere Gegenstände ablegen.
- ▲ Badewannenlifter nicht zweckentfremdet einsetzen.
- ▲ Sollten an einer Komponente Ihres Badewannenlifters Funktionsstörungen oder Verschleißerscheinungen auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Fachhändler, der Ihnen gern die nötigen Original-Ersatzteile bestellt und die Reparatur Ihres Gerätes vornimmt.
- ▲ Handsteuerung nur bei betriebsbereitem Badewannenlifter betätigen.

Bei der Lagerung

- ▲ Der Badewannenlifter ist sicher abzustellen bzw. abzulegen und nur in trockenen Räumen aufzubewahren.
- ▲ Den Badewannenlifter so lagern, das die Saugfüße nicht deformiert oder beschädigt werden.

Zum Ladegerät und Akku

- ▲ Den Badewannenlifter mit dem zugehörigen Akku verwenden.
- ▲ Den Akku nur zum Betrieb des Badewannenlifters verwenden.
- ▲ Den entladenen Akku möglichst sofort aufladen.
- ▲ Zum Laden des Akkus nur das zugehörige Ladegerät verwenden.
- ▲ Den Ladevorgang nur in trockenen Räumen durchführen. – Nicht im Badezimmer!

- ▲ Erst das Ladegerät (291360014) an den Akku (291360024) anschließen, dann Netzverbindung herstellen.

Achtung:

- ! Akku und Ladegerät vor unbefugter Benutzung sichern!
- ▲ Anschlusskontakte nicht kurzschließen.
- ▲ Akku nicht werfen oder öffnen.
- ▲ Akku nicht ins Feuer werfen oder in Nähe anderer Wärmequellen aufbewahren.
- ▲ Unbrauchbaren Akku nach behördlichen Vorgaben entsorgen.
- ▲ Bei Berührung durch verdünnte Schwefelsäure mit der Haut oder der Kleidung, nach einer Beschädigung des Akkus, die entsprechenden Stellen sofort mit klarem Wasser auswaschen.

– Kommen die Augen mit verdünnter Schwefelsäure in Kontakt, diese sofort mit viel klarem Wasser spülen. Anschließend den Augenarzt aufsuchen.

PRODUKTÜBERSICHT / LIEFERUMFANG


Badewannenlifter Capri II, Modell 3013612

Die Übersichten (Bilder 1-3) zeigen die wichtigsten Komponenten und Bedieneinrichtungen.

Übersicht Badelifter (Bild 1)

Pos. Benennung

- 1 Handsteuerung
- 2 Hebeeinheit
- 3 Rückenlehne
- 4 Seitenklappen (2 x)
- 5 Sitzplatte
- 6 Bodenplatte




1

Übersicht Akku und Ladegerät (Bild 2)

Pos. Benennung

- 1 Akku
- 2 Ladegerät




2

Übersicht Handsteuerung (Bild 3)

Pos. Benennung

- 1 Taste NOT-Aus
- 2 Kontrollanzeige Akku
- 3 Bedientaste – aufwärts
- 4 Bedientaste – abwärts



3

Zubehör

- ① Höhenadapter 20 mm (Satz*)
Artikel-Nr.: 291 360 006
- ② Höhenadapter 40 mm (Satz*)
Artikel-Nr.: 291 360 007
- ③ Höhenadapter 60 mm (Satz*)
Artikel-Nr.: 291 360 008

Satz* = inkl. Sauger, Stützen u. Clipse

SPEZIFIKATION/VERWENDUNG

Der Badewannenlifter dient ausschließlich dem Heben und Senken einer Person bei entsprechender Anbringung des Badewannenlifter in einer Badewanne.

Der Badewannenlifter ist für ein maximales Körpergewicht von 130 kg ausgelegt.

Die Maße des Badewannenlifters sind für handelsübliche Standard-Badewanne konstruktiv ausgelegt.

MONTAGE

FÜR DIE ERSTMALIGE BENUTZUNG

Badewannenlifter auspacken und Akku laden

- Badewannenlifter und Bodenplatte vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.
- Akku vor dem Erstgebrauch laden (Ladedauer ca. 7 Stunden).

Hinweis:

Beachten Sie hierbei den Punkt 5 dieser Bedienungsanleitung *Laden des Akkus*.

Montage der Saugfüße

1. Die Saugfüße mit oder ohne Höhenadapter (je nach erforderlicher Höhe) montieren (siehe Montageblatt).

Bedingt durch unterschiedliche Höhen der Badewannen sind entsprechende Höhenadapter (Zubehör) zu montieren.

Bei einer Wannentiefe unter 405 mm sind die Saugfüße ohne Höhenadapter (Zubehör) einzusetzen.


- bis 425 mm Wannentiefe mit 20 mm Höhenadapter
- bis 445 mm Wannentiefe mit 40 mm Höhenadapter
- bis 465 mm Wannentiefe mit 60 mm Höhenadapter

Hinweis:

Bild 5 zeigt verschiedene Höhenadapter **1** für vorn und hinten sowie ein Fixierclip **2** für hinten.

Bild 6 zeigt montierte Saugfüße vorn mit eingeschraubten Höhenadaptern.

Bild 7 zeigt den hinteren Saugfuß mit Höhenadaptern und Fixierclip. Der Saugfuß wird mit der T-Nut an der entsprechenden Stelle in die Grundplatte eingeführt. Danach den Fixierclip eindrücken (Bild 8).




5



6



7



8

BADELIFTER IN DIE WANNE EINSETZEN

1. Die Bodenplatte mit montierten Saugfüßen in die Badewanne positionieren und fest andrücken, so dass alle vier Saugfüße fest sind.


Hinweis:

- Kopf bzw. Fußseite (Bild 9/ 1) der Bodenplatte beachten.
- Die Bodenplatte mittig an den hinteren Wannenrand schieben (Bild 10).

2. Den Badelifter leicht nach hinten geneigt in die Vertiefung der Bodenplatte einsetzen (Bild 11). Dann bis zum Anschlag nach hinten schieben und nach vorn kippen bis die Verriegelung auf beiden Seiten hörbar einrastet (Bild 12).

Hinweis:


Beidseitige Verriegelung prüfen.




9



10



11



12

3. Sitzplatte nach vorn klappen und die Seitenklappen nach außen an den Wannenrand anlegen.
4. Den Lifter so hochfahren, das die Sitzplatte und Seitenklappen mit der Badewannenoberkante eine Ebene bilden (Bild 13).

Hinweis:

Ein- und Ausstieg aus Sicherheitsgründen nur in dieser Position durchführen.




13

HANDHABUNG UND BEDIE- NUNG

Die Bedienung erfolgt über die schwimmfähige Handsteuerung (Bild 14).

1. Taste NOT-Aus
2. Kontrollanzeige für den Akku
3. Bedientaste – aufwärts
4. Bedientaste – abwärts



14

Bei Betätigung der Bedientaste – abwärts fährt der Lifter bis in die Endlage (unterste Position).

Bei weiterer Betätigung der Bedientaste – abwärts neigt sich die Rückenlehne bis max. 40° nach hinten (Bild 15).



15

Hinweis:

- Der Lifter kann in jeder Position angehalten und benutzt werden.
- Bei Aufleuchten der Kontrollanzeige kann nur noch in die obere Ausstiegsposition (Bild 13) angehoben werden (Akku sofort laden).
- Bei zu geringer Akku-Kapazität ist ein nach unten fahren nicht möglich (Kontrollanzeige leuchtet).

DEMONTAGE

1. Nach der Benutzung fahren Sie den Lifter in die untersten Position ohne Rückenneigung (Bild 16).
2. Beide Seitenteile einklappen (Bild 17).
3. Sitzfläche bis zur Einrastung hochklappen (Bild 18).
4. Zur Entriegelung der Rastbolzen die Schnur (Bild 19) ziehen.
5. Den Lifter leicht nach hinten neigen und ohne Bodenplatte aus der Badewanne heben und an einem geeigneten Ort abstellen.

Hinweis:


- Der Badelifter ist sicher abzustellen bzw. abzulegen und nur in trockenen Räumen aufzubewahren.
- Beim Abstellen der Bodenplatte ist darauf zu achten, dass die Saugfüße nicht deformiert und beschädigt werden.




16



17



18




19

6. Zur Demontage der Bodenplatte ziehen Sie an den Laschen der Saugfüße (Bild 20/ 1).

☞ **Hinweis:**
Lösen Sie zuerst die vorderen Sauger und danach die hinteren.

☞ **Hinweis:**
Montageanleitung Saugfüße beachten!



20

MONTAGE DER SITZEINHEIT

1. Zur Montage fahren Sie den Lifter in die oberste Position (Bild 21).
2. Die Rastnasen (Bild 22/1) an der Sitzeinheit in die Aufnahmen im Schlitten (Bild 23/1) der Hebeeinheit (Bild 21) einführen bis diese in den Aufnahmen (Bild 23/1) anliegen.
3. Die Sitzeinheit mit leichtem Druck nach unten, hörbar in die den Schlitten der Hubeinheit einrasten (Bild 23/2).


Hinweis:

- Alle vier Rastnasen an der Sitzeinheit **müssen** in die Aufnahmen im Schlitten der Hubeinheit einrasten.
- Der Verriegelungsbolzen (Bild 25/1) auf der Rückseite muss sichtbar und hörbar einschnappen.
- Sicherheitshinweise beachten!


Die Sitzeinheit ist jetzt mit der Hubeinheit verbunden.




21



22



23



25

DEMONTAGE DER SITZEINHEIT

1. Nach der Benutzung fahren Sie den Lifter in die oberste Position (Bild 26).
2. Beide Seitenklappen einklappen (Bild 27).
3. Die Sitzfläche bis zur Einrastung hochklappen (Bild 28).
4. Zur Entriegelung den Bolzen (Bild 29/1) ziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand an den in der Sitzfläche (Bild 29/2) integrierten Halteflächen (Bild 30/1) gleichmäßig die Sitzeinheit nach oben ziehen.

Die Sitzeinheit ist jetzt von der Hub-einheit getrennt.

Hinweis:

Die Sitzeinheit ist sicher abzustellen bzw. abzulegen.




26



27



28



29



30

LADEN DES AKKUS

Der Badelifter ist mit einem nach oben herausnehmbaren wartungsfreien Akku ausgestattet (Bild 31/1).

Hinweis:

- Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Andere Ladegeräte können den Akku zerstören oder seine Lebensdauer verkürzen.

LADEVORGANG

1. Den Akku aus der Halterung nach oben herausziehen (Bild 31/ 1).
2. Den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Akku (Bild 32/1) einstecken.
3. Den Netzstecker (mit Ladegerät) in eine Netzsteckdose einstecken.


Der Ladevorgang ist eingeleitet wenn die Leuchtdiode am Ladegerät dauerhaft leuchtet (Bild 33/1).

LADEDAUER


Um die volle Kapazität zu erreichen, ist bei leerem Akku eine Ladezeit von ca. 7 Stunden erforderlich.

Hinweis:


- Nach dem Ladezyklus schaltet das Ladegerät auf Erhaltungsladung (die Leuchtdiode erlischt).
- Es wird empfohlen, den Akku nach jedem Baden aufzuladen!
- Ein Überladen des Akkus ist mit dem mitgelieferten Ladegerät nicht möglich.



31



32



33

ERHALTUNGSLADUNG UND AUFBEWAHRUNG

Bei Nichtgebrauch des Akkus beträgt die Selbstentladung ca. 3 % pro Monat.

Der Akku und das Ladegerät dürfen nur in trockenen Räumen gelagert und aufgeladen werden.

Der Hersteller empfiehlt auch bei Nichtbenutzung, den Akku alle 9 Monate nachzuladen (Raumtemperatur ca. 20°C).

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

WARTUNG

Der Badewannenlifter ist bei richtiger Pflege wartungsarm. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung auf äußere Schäden durch. Bei festgestellter Beschädigung wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

▲ Um die Funktionssicherheit Ihres Badewannenlifters zu erhalten, sollte er mindestens einmal im Jahr durch einen Fachmann überprüft werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Aus optischen und hygienischen Gründen ist eine ausreichende Pflege erforderlich. Bei normaler Verwendung reicht es, den gesamten Badewannenlifter mit Seife oder einem entsprechenden Kunststoffpflegemittel abzuwaschen und mit heißem Wasser (max. 60°C) abzuspülen sowie trocken zu reiben.

👉 Hinweis:

Wir bieten speziellen Sanitärreiniger in einer 1000 ml Sprühflasche an (Artikel-Nr.: 291360016).

Wird der Badewannenlifter von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittel vorgeschrieben.

Beachten Sie bei den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die werkstoffabhängigen Pflegehinweise und Produktinformationen des jeweiligen Herstellers.

 **Hinweis:**

Verwenden Sie keine

- ▲ Lösungsmittel,
- ▲ WC-Reiniger oder
- ▲ harte Bürsten und Gegenstände,
- ▲ aggressive Reinigungsmittel.

Reinigen Sie den Badewannenlifter niemals mit einem Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler.

BESCHAFFUNG VON ER-SATZTEILEN

Sollten an einer Komponente Ihres Badewannenlifters Funktionsstörungen oder Verschleißerscheinungen auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Fachhändler, der Ihnen gern die nötigen Original-Ersatzteile bestellt und die Reparatur Ihres Gerätes vornimmt.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Ursache	Behebung
Rote Lampe am Ladegerät leuchtet.	Akku ist entladen.	Lassen Sie den Akku am Ladegerät angeschlossen bis die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet (Ladung) und dann nach ca. 7h erlischt.
Orange Lampe in der Handsteuerung leuchtet.	Akku ist leer.	Akku aufladen.
Lifter lässt sich nicht absenken.	Akku ist leer.	Akku aufladen.

TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der folgenden Tabellen beziehen sich auf die Standardausführung des entsprechenden Modells.

Modell: Badewannenlifter 3013612

Produktklasse: medizinisches Gerät vom Typ B

Länge des Gerätes gesamt: 721 mm
(Sitzplatte unten, Rückenlehne nicht abgesenkt)

Höhe des Gerätes gesamt: 770 mm
(Sitzplatte unten, Rückenlehne nicht abgesenkt)

Länge Sitzfläche: 410 mm

Breite Sitzfläche ohne Seitenklappen: 375 mm

Breite Sitzfläche mit Seitenklappen: 705 mm

Höhe Rückenstütze: 675 mm

Breite Rückenstütze: 350 mm

Minimale Sitzhöhe: 72 mm

Maximale Sitzhöhe: 420 mm

Größte Neigung der Rückenstütze: 40°

Maximallast: 130 kg

Gewicht Stützsystem ohne Akku: 7,4 kg

Gewicht Sitzeinheit 4,4 kg

Gewicht Bodenplatte: 2,2 kg

Gewicht Akku mit Verkleidung: 1,1 kg

Packmaße ohne Bodenplatte: 379 x 376 x 739 mm

Betriebsspannung: 12V
Maximale Stromaufnahme: ca. 5A
Nennaufnahme: 75 W
Höhe des Gerätes gesamt: 770 mm
Schutzart: IP X6
Einschaltdauer: 0,1 (10%)
Akku: 12V/ 2,3Ah (Blei)

Umgebungstemperatur für Transport und Lagerung:

Umgebungstemperatur: 10° C bis 40° C.
Relative Luftfeuchtigkeit: 30% bis 75%
Luftdruck: 700hPa bis 1060 hPa

Ladegerät:

Eingang: 230V - 50Hz
Ausgang: 13V= /300mA
Anschluss: 6,3 mm Klinenstecker
Abmessungen: 80 X 50 X 60 mm

Zubehör:

unter 405 mm Wannentiefe: keine Höhenadapter erforderlich

unter 425 mm Wannentiefe:

Höhenadapter 20 mm (Satz*) Artikel-Nr.: 291 360 006

unter 445 mm Wannentiefe:

Höhenadapter 40 mm (Satz*) Artikel-Nr.: 291 360 007

unter 465 mm Wannentiefe:

Höhenadapter 60 mm (Satz*) Artikel-Nr.: 291 360 008

Satz* = inkl. Sauger, Stützen u. Clipse

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.

Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.

Kunststoffteile können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Elektrische Bauteile und Leiterplatten können als Elektroschrott entsorgt werden.

Der Akku kann als Sondermüll entsorgt werden.

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

SYMBOLE

Auf dem Typenschild und der Verpackung werden unter anderem folgende Symbole verwendet.



Typ B
(Anwendungsteil Typ B)



Sicherheitshinweise
beachten



Zerbrechlich



Ausrichtung der Verpackung.



Vor Feuchtigkeit schützen

NOTIZEN

GARANTIE

Für dieses Produkt übernehmen wir die Garantie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.

Für den Fall, dass Sie dieses Produkt oder Teile desselben zu bemängeln haben, senden Sie uns mit Ihrer Begründung in jedem Falle den nachfolgenden GARANTIE-ABSCHNITT zu.

Vergessen Sie nicht, uns darin die gewünschten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum, die Produkt-Ident-Nr. (Fz-I-Nr.) sowie Ihren Fachhändler mitzuteilen.

Die Produkt-Ident-Nr. (Fz-I-Nr.) ist vom Typenschild abzulesen.

Vorraussetzung für die Garantie ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Saugfüße, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Weiterhin sind Schäden am Produkt ausgeschlossen, die auf eine unsachgemäße Reinigung mit Dampfstrahlgeräten bzw. absichtliche oder unabsichtliche Wässerung der Komponenten zurückzuführen sind.

Achtung:

- ! Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.

Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.



Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

GARANTIE-ABSCHNITT

Ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie einsenden.

Garantie

Modellbezeichnung:

Lieferschein-Nr.:

Fz-I-Nr. (siehe Typenschild):

Lieferdatum:

Stempel vom Fachhändler:



Ihr Fachhändler:

Hersteller:

eureha GmbH
Rehabilitationstechnik
Raifeisenstrasse 17
D-88353 Kisslegg, Germany

MEYRA®
ORTOPEDIA

Wir bewegen Menschen.

Vertrieb durch:

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Postfach 1 703 · D-32591 Vlotho
Fon +49 (0)5733 922-355
Fax +49 (0)5733 922-9355
info@meyra.de · www.meyra.de
info@ortopedia.de · www.ortopedia.de

205 309 800 • (Stand: 2004-03) Technische Änderungen vorbehalten!

