

## DELTA-GEHRAD

Maße:

- B x H x T: 65 x 86 - 98 x 55 cm
- Breite gefaltet: 25 cm
- Griffhöhe: 86 - 98 cm
- Gesamtgewicht: 6,2 kg
- Sehr wendig und schmal, ideal für die Wohnung
- Platzsparend zusammenklappbar,
- Nicht geeignet für Teppiche/ Hochflorteppichböden
- Optionales Zubehör: Korb, Tablett
- Max. Belastung 100 kg



99,-€

## INDOOR-ROLLATOR ROOMBA

Maße:

- B x H x T: 57 x 81,4 - 94,1 x 51,5 cm
- Griffhöhe: 81,4 - 94,1 cm
- Gesamtgewicht: 5,6 kg
- Inklusive Tasche und großem Tablett mit runder Vertiefung
- Besonders wendiger und faltbarer Rollator
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Auch bei geringem Platzangebot durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar
- Max. Belastung 100 kg



199,-€

## MÖLLER SANITÄTSHAUS

**MÖLLER  
SANITÄTSHAUS GmbH  
FILIALE**  
Hellweg 2  
44787 Bochum

**MÖLLER  
SANITÄTSHAUS GmbH  
GESUNDHEITZENTRUM**  
Bergstraße 25  
44791 Bochum

Tel.: 02 34 - 96 16 40  
Fax: 02 34 - 96 16 426


**MÖLLER  
SANITÄTSHAUS GmbH  
FILIALE**  
Alleestr. 77  
44793 Bochum

**MÖLLER** Ab Januar 2019  
**SANITÄTSHAUS GmbH  
FILIALE IM AUGUSTA EVK HATTINGEN**  
Bredenscheider Str. 54  
45525 Hattingen


www.sanitaetshaus-moeller.de  
kontakt@sanitaetshaus-moeller.de



## MÖLLER SANITÄTSHAUS



**IHRE  
MOBILITÄT  
BEWEGT  
UNS.**



## ROLLATOREN

gültig ab 01.08.2018

### INVACARE BANJO

Maße:

- BxHxT: 60x71-98x96 cm
- Sitzbreite: 39 cm
- Sitzhöhe: 61 cm
- Griffhöhe: 71-98 cm
- Gesamtgewicht: 8,8 kg

- Inklusive großem, stabilem Korb, Tablett, pannensicherer Bereifung, Stockhalter und zusätzlicher Ablage unter dem Korb
- Max. Belastbarkeit: 130 kg



99,- €

### LEICHTGEWICHT-ROLLATOR DRIVE GIGO

Maße:

- BxHxT: 63x83-93,5x61 cm
- Sitzbreite: 34 cm
- Sitzhöhe: 54 cm
- Griffhöhe: 83-93,5 cm
- Gesamtgewicht: 8 kg

- Inklusive Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter
- Einhand-Faltmechanismus sorgt komfortables Falten
- Max. Belastbarkeit: 120 kg



139,- €

### LEICHTGEWICHT-ROLLATOR CAPERO

Maße:

- BxHxT: 64x86-97x76,5 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 54 cm
- Griffhöhe: 86-97 cm
- Gesamtgewicht: 5,8 kg

- Inklusive Stockhalter, Anhängetasche, Rückengurt
- Zusammenfaltbar mit abnehmbaren Rädern
- Max. Belastbarkeit: 136 kg



199,- €

### LEICHTGEWICHT-ROLLATOR DIETZ TAIMA M

Maße:

- BxHxT: 63x79-95x68 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 59 cm
- Griffhöhe: 79-95 cm
- Gesamtgewicht: 6,5 kg

- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter
- Einfach faltbar und verriegelbar
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



245,- €

### LEICHTGEWICHT-ROLLATOR TOPRO TROJA CLASSIC

Maße:

- BxHxT: 61x78-100x65 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 62 cm
- Griffhöhe: 78-100 cm
- Gesamtgewicht: 6,75 kg

- Inklusive großem Netz und ergonomisch geformten Handgriffen
- Zusammenfaltbar (Längsfalter)
- Max. Belastbarkeit: 165 kg



309,- €

### LEICHTGEWICHT-ROLLATOR TOPRO TROJA 2G

Maße:

- BxHxT: 61x78-100x65 cm
- Sitzbreite: 45,5 cm
- Sitzhöhe: 62 cm
- Griffhöhe: 78-100 cm
- Gesamtgewicht: 7,8 kg

- Inklusive Klingel, ergonomischem ERGO Grip Griff mit Aufsteckknopf und großem, geschlossenem Einkaufsnetz mit Tragegurt
- Zusammenfaltbar mit abnehmbaren Rädern
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



395,- €