


# MÖLLER SANITÄTSHAUS



**IHRE  
MOBILITÄT  
BEWEGT  
UNS.**



## PRODUKTHANDBUCH



## BADEZIMMER UND TOILETTE

Toilettensitzerhöhung  
Duschstuhl, Duschhocker  
Badewannen-Sitze und -Lifter  
Haltegriffe

## MATRATZEN UND BETTEN

Pflegebett, Einlegerahmen  
Bett-Zubehör

## ANTIDEKUBITUSSYSTEME

Weichlagerungsmatratze  
Wechseldrucksysteme  
Kissen, Zubehör

## SAUERSTOFFVERSORGUNG

## TOILETTEN- UND ROLLSTÜHLE

Toilettenstühle  
Rollstuhl, Multifunktionsrollstuhl  
Schlupfsack Webpelz

## SCOOTER UND E-ROLLSTÜHLE

Scooter, E-Rollstühle  
Antriebshilfe, Treppensteiger

## ROLLATOREN UND GEHHILFEN

## ALLTAGSHILFEN

### ALLGEMEINER HINWEIS:

Wir behalten uns vor, dass die von uns gelieferten Hilfsmittel den Abbildungen in diesem Produkthandbuch ähnlich, aber nicht identisch sind.



### TOILETTENSITZERHÖHUNG

Anatomisch gestaltet.

Die Deckeloberseite ist mit einer speziellen „Soft-Touch-Struktur“ ausgestattet, welche zum einen die Schmutzunempfindlichkeit verbessert, zum anderen eine hohe Kratzfestigkeit garantiert.

- Erhöht die Toilette um 10 cm
- Passt auf alle handelsüblichen WC-Becken
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Problemlose Reinigung
- Farbe: weiß
- Hygieneausschnitte für Intimhygiene
- Gewicht 2,7/2,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

**Maße:**

Höhe x Breite x Tiefe: 10 x 37,5 x 40 cm

### TOILETTENSITZERHÖHUNG MIT ARMLEHNEN

Die einfache, bequeme und damit schnelle Befestigung mit dem neuen Solid-Clip-Montagesystem verbindet den Sitz sicher mit der Toilette. Sitz und Deckel sind mit einem Griff zur Reinigung abnehmbar und ebenso leicht wieder aufsteckbar. Die verstärkte, bruchsichere Scharnierführung sorgt dafür, dass dies auch bei häufiger Nutzung unbeschadet möglich ist.

- Abnehmbare, nach oben abschwengbare Armlehnen
- Abnehmbarer Deckel, abnehmbare Toilettenbrille
- Farbe: weiß
- Sitzhöhe: 8/10/13 cm
- Gewicht: 5,6 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

**Maße:**

Höhe x Breite x Tiefe: 19,5 x 59 x 51 cm,  
Gesamthöhe: 42 - 52 cm



Abb. ähnlich

© Drive Medical GmbH & Co. KG



### TOILETTENSTÜTZGESTELL

Besonders für Personen mit Hüftproblemen geeignet.

- Sitzposition höhenverstellbar
- Mit Deckel und Armlehnen
- Belastbarkeit: 160 kg

**Maße:**

Höhe x Breite x Tiefe: 66-68 x 52 x 52 cm  
Sitzhöhe: 44 - 62 cm

### DUSCHSTUHL NIZZA

Duschstuhl aus Aluminium und Kunststoff mit sehr leicht zu reinigender Oberfläche. Die 7-fache Höhenverstellung der Beine garantiert eine individuelle und optimierte Anpassung an den Nutzer.

- Farbe: weiß
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

**Maße:**

Breite: 53 cm  
Länge: 51 cm  
Sitzfläche Breite: 40 cm, Tiefe: 40 cm  
Sitzhöhe: 41 - 56 cm



### DUSCHKLAPPSITZ SANSIBAR

- Höhenverstellbare Stützbeine
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch feinjustierbare Füße
- Erleichterte Intimhygiene durch große Hygieneausschnitte

**Maße:**

Sitzfläche: 40 x 46 cm  
Sitzhöhe: 46 - 50 cm

### DUSCHHOCKER DINO

Klein und handlich – findet Platz in jeder Dusche.

Der Duschhocker Dino ist mit nur 1,6 kg ein Leichtgewicht und einfach zu reinigen. Die Hockerbeine sind 8-fach höhenverstellbar und aus rostfreiem silber eloxiertem Aluminium. Die rutschhemmenden Gummifüße bieten einen sicheren Stand.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg

**Maße:**

Durchmesser Sitzfläche: 32 cm  
Höhe Sitzfläche: 2,7 cm  
Höhenverstellung 8-fach über Clipverstellung: 34 - 52 cm  
Gesamtbreite: 45 cm



**BADEWANNENSITZ ARUBA**

Ergonomischer Badewannendrehstuhl mit Lehne. Durch die speziell ergonomisch geformten Sitz- und Rückenflächen ist er auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt. Ein komfortabler Badespaß ist garantiert. Der Badewannendrehstuhl ist für handelsübliche Badewannen mit einer Außenmaßbreite von 70 cm konzipiert.

- Belastbarkeit: 120 kg
- Gesamtgewicht: 4,8 kg
- Sitzfläche: 40 x 40 cm

**BADEWANNENSITZ BOB MIT/OHNE RÜCKENLEHNE**

Der Badewanneneinhängesitz ist mit und ohne Rückenlehne erhältlich.

- Zum Auflegen auf den Badewannenrand aller Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Belastbarkeit: 120 kg
- Gesamtgewicht: 3 kg
- Sitzfläche: 41 x 41 cm

**BADEWANNENLIFTER AQUATEC ORCA**

Die hohe Rückenlehne mit integrierter Nackenstütze ist bis zu 40 Grad absenkbar. Das schwimmfähige Handbedienteil mit integriertem Akku und Steuerung ermöglicht eine leichte Bedienung. Dank glatter Oberfläche lässt er sich einfach und schnell reinigen.

- Farbe: weiß
- Gesamtgewicht ohne Handbedienteil: 12,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 140 kg

**Maße:**

Sitzbreite ohne Seitenklappen: 37,5 cm  
Gesamthöhe mit Rückenlehne: 107,5 cm  
Standfläche: 58 x 28,5 cm

**MOBILER HALTEGRIFF SEGURO**

Maximale Sicherheit – einfach Handhabung. Ohne Schrauben oder Bohren kann der Haltegriff leicht auf sauberem Untergrund befestigt werden. Auch geeignet für die Reise.

- Griffmaterial: ABS-Kunststoff
- Kontrollanzeige für Befestigungsstatus
- Für zu Hause und unterwegs

**(Kann-Leistung der GVK)****HALTEGRIFF**

- Lieferbar in 30/45/60 cm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Standardausführung: Fingergriff, poliert, offene Montage

**(Kann-Leistung der GVK)****SICHERHEITSTÜTZKLAPPGRIFF**

- Lieferbar in 60/85 cm
- Mit Fallsicherung und Fliesenanschlagschutz
- Belastbarkeit: 120 kg
- Standardausführung: Fingergriff, poliert, offene Montage

**BADEWANNENGRIFF AQUA**

Erleichtert das Ein- und Aussteigen.

- Belastbarkeit: 110 kg
- Farbe: weiss
- Einfache Montage, nur für Stahlbadewannen geeignet

**SICHERHEITSGRIFF EDELSTAHL**

Der Sicherheitsgriff Edelstahl ist geeignet für alle handelsüblichen Badewannen.

- Leicht ohne Werkzeug zu montieren
- Klemmbreite: bis 10,5 cm
- Belastbarkeit: bis 100 kg
- Griffhöhe vom Badewannenrand: ca. 14 cm



### PFLEGE BETT BURMEIER DALI II

Qualität und Langlebigkeit.

Das Pflegebett „Dali II“ ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett.

Matratzen und Dekubitus-systeme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierte Seitengittererhöhung in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhung entfallen in vielen Fällen.



### EINLEGERAHMEN BURMEIER LIPPE

Ihr Bett bleibt, der Einsatz „Lippe“ macht es zum Pflegebett. Er kann bis zu 200 kg tragen und ist somit auch für schwergewichtige Personen geeignet. Durch die serienmäßige Verwendung können im Vergleich zu herkömmlichen Antriebssystemen bis zu 15 Euro je Bett/Jahr an Stromkosten gespart werden. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont.

### BETT TISCH BURMEIER SOLO

Höhenverstellbarer Bett- und Beistelltisch.

Der Bettisch mit Fahrgestell ist zur Buchstütze schrägstellbar.

- Höhenverstellbar von 79 - 111cm mit Auszugsicherung in der obersten Position
- Schwenkung der Bettischplatte: +60°/-90° in 15°-Rastung
- Auf vier Doppelaufrollen einzeln feststellbar

Maße:

Länge: 60 cm

Gesamttiefe: 40 cm

Bettischplatte Breite x Höhe: 60 x 40 cm



### BETTAUFRICHTER

Freistehender Bettaufrichter, Universal Standmodell, kann mit den meisten Standardbetten verwendet werden. Die geringe Fußhöhe des Bettaufrichters ermöglicht auch die Verwendung bei Sitzmöbeln. Mit dem automatischen Haltegriff kann der Gurt schnell, mühelos und mit einem einfachen Knopfdruck auf die richtige Länge gezogen werden.

- Zerlegbar
- Höhenverstellbarer Griff von 32 - 61 cm
- Max. Tragkraft: 100 kg

Maße: Standfläche: 82,5x75 cm, Höhe: 170 cm



### BETTLEITER

Aufrichthilfe im Bett am Fußende oder unter der Decke zu befestigen

- Nylonseil, Länge ca. 285 cm
- Breite ca. 20 cm
- 4 Griffe aus Kunststoff



### KRANKENUNTERLAGE

Besonders saugfähige Inkontinenzunterlage und sehr hoher Schutz vor Rücknässung

- Aus hautsympathischem Vlies
- Reduziert das Auftreten unangenehmer Gerüche
- Kompakt verpackt im Vakuumbbeutel
- Größe: 60 x 90 cm

### BETT SCHUTZAUFLAGE

Sicherer, wiederverwendbarer Schutz der Matratze und angenehmer Liegekomfort

- Umschließt Flüssigkeiten sicher in den unteren Lagen
- 3-lagig, Saugvolumen bis zu 2000 ml / m<sup>2</sup>
- Schnell trocknende obere Lage
- Waschbar (95 °C)
- Farbe: weiß
- Größe: 85 x 90 cm, mit seitlichen Einsteckflügeln



**WEICHLAGERUNGSMATRATZE**

Pflegebettmatratze mit profiliertem, viskoelastischem Schaumstoff mit 3-Zonen-Einteilung und Randzonenverstärkung, bis Dekubitusgrad 4. Durch die Verwendung eines weichen Schaums sinkt der Patient in die Matratze ein. Durch Vergrößerung der Auflagefläche nimmt der Druck ab.

**WECHSELDRUCKSYSTEME**

Wechseldruckmatratzen bestehen aus verschiedenen angeordneten Luftkissen. Diese werden abwechselnd mit Luft aufgepumpt. Dadurch wird eine mehrfach stündlich wechselnde Druckentlastung geboten. Diese Systeme sind verfügbar bis Dekubitusgrad 4.

**KUBIVENT STURZMATTE STANDARD**

Speziell bei unruhigen, sturzgefährdeten oder dementen Patienten kann eine vor dem Bett platzierte Sturzmatte die Verletzungsgefahr reduzieren.

Aus hochwertigem PU-Schaum.

Der Inkontinenzschutz-Bezug ummantelt die gesamte Matte. Er ist durch seinen Reißverschluss leicht abzunehmen und zu reinigen. Seine Unterseite verfügt über eine Anti-Slip Ausstattung und verhindert so ein Verrutschen auf dem Boden.

Maße:

190 cm x 90 cm, Höhe: 5 cm

**UNIVERSALKISSEN**

Zur Lagerung und Positionierung

- Kügelchenfüllung sorgt für schnelle Anpassung an die Körperkontur und optimale Druckentlastung
- Wischdesinfizierbar
- Größe: 37 x 26 cm, 56 x 40 cm

**30° LAGERUNGSKISSEN**

Zur Unterstützung in der stabilen 30° Lagerung, mit integriertem Kopfkissen

- Größe: 170 x 74 cm, 182 x 54 cm

**KUBIVENT DECU P**

Zweischichtiges Decubitus Prophylaxe- und Therapie-Kissen aus PU-Schaumstoff mit Visco-Komfortzone für schwergewichtige Patienten. Durch die Kombination aus Schaumstoffplatte auf der Oberseite und Aufteilung der Unterseite in eine weichere und viscoelastische Zone im Bereich der Sitzbeinhöcker, wird eine optimale Anpassung in diesem besonders gefährdeten Bereich gewährleistet. Der Auflagedruck wird so reduziert.

Einsatzbereich bis 200 kg

Beste Druckentlastung 80 - 180 kg

**KUBIVENT THERA-VISCO**

Anti-Dekubitus-Kissen mit DUAL-System. Das KUBIVENT Thera-Visco verfügt über zwei Schichten, die unterschiedlich wirken: die obere Schicht besteht aus viskoelastischem Schaumstoff, der sich an die Körperwärme und das Gewicht anpasst. Die darunter liegende Schicht besteht aus einem Würfel-/Luftkanalsystem, wodurch ein optimales Mikroklima und eine patientengerechte Druckentlastung ermöglicht wird.

Das Thera-Visco ist in acht verschiedenen Größen erhältlich.

**CARELINE GELKISSEN**

Mit hochwertigem Schutzbezug  
Ideales Kissen mit hochwertigem Bezug  
für Rollstühle und Stühle jeder Art.

In diversen Größen erhältlich.

**HEELIFT FERSEN-FREILAGERUNG**

Zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus.  
Effektive Druckentlastung im Fersenbereich, speziell bei Liegendpatienten. Durch die Schaumstoffkonstruktion entsteht eine bessere Luftzirkulation.



© DARCO (Europe) GmbH

**HEELIFT AFO FERSEN-FREILAGERUNG**

Effektive Druckentlastung im Fersenbereich, speziell bei Liegendpatienten  
Sicherheit und erweiterte Mobilität

- Zur Prävention und zur Abheilung offener Wunden bei diabetischem Fuß und Dekubitus.
- Zur Spitzfußprophylaxe
- Ermöglicht kurze Distanzen zu Fuß



© THUASNE GmbH

**THUASNE HOHER VERBANDSCHUH**

- Besonders sicherer und fester Halt durch hohe Schuhform
- Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden
- Reißverschluss im Fersenbereich
- Eingearbeitete Verstärkung im Zehenbereich als Stoßschutz

**SAUERSTOFFVERSORGUNG DeVILBISS 525 KS**

Der Compact 525 ist der kleinste 5-Liter Sauerstoffkonzentrator von DeVilbiss Healthcare mit einem geringen Gewicht von nur 16,3 kg. Der Sauerstoffkonzentrator ist ein elektronisches Gerät, das bei Bedarf auf Knopfdruck eine ununterbrochene Sauerstoffversorgung liefert. Ein Sauerstoffkonzentrator saugt Umgebungsluft ein, trennt den Sauerstoff von den anderen Gasen in der Luft und liefert dem Patienten hochkonzentrierten Sauerstoff.

Der Compact 525 verfügt über ein integriertes Sauerstoff-Messgerät (OSD) zur Überwachung des Sauerstoffgehaltes, um sicherzustellen, dass die richtige Sauerstoffmenge für die Bedürfnisse des Patienten verabreicht wird.

- Niedriger Geräuschpegel und leiser Antrieb
- Durchflussleistung von 5 l/Min.
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Abnehmbarer O2-Anfeuchter ermöglicht die Aufstellung des Gerätes an jedem gewünschten Platz innerhalb der Wohnung
- Überlastsicherung mit Resetfunktion

**SAUERSTOFFSPARSYSTEM EASY PULSE 5**

- Inklusive Nasenbrille und Gebrauchsanleitung
- Schnelle und zuverlässige Atemzugerennung
  - Kompaktes, ergonomisches Design
  - Integrierte Druckminderung
  - Einfache Bedienung
  - Ohne Elektronik, keine Batterien
  - Easy-to-Use Drehschalter
  - Gummierte Flaschen-Füllstandsanzeige

**Zubehör:**

- Sauerstoffflasche 2,0 l
- Tragetasche
- Caddy





### TOILETTENROLLSTUHL DRIVE MEDICAL

- Mit abdeckbarem Toiletteneimer
- Gepolsterte, geschlossene Sitzauflage
- Abnehmbare Rückenlehne
- Armlehnen schwenkbar
- Ohne Toiletteneimer über WC-Becken fahrbar
- Eimer nach hinten entnehmbar
- Stufenlos einstellbare Fußstütze
- Feststellbremse an den hinteren Rädern
- Leicht zu reinigen
- Einfache Montage – ohne Werkzeug
- Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Belastbarkeit 130 kg

#### Maße:

Breite x Höhe: 56 x 97 cm  
Sitzfläche: 44 x 42,5 cm

### McWET DUSCH- UND TOILETTENSTUHL

- Leichtgewichtig
- Hochschwenkbare Armlehnen für den seitlichen Transfer
- Höhenverstell- und einschwenkbare Beinstütze
- Anatomisch geformter Sitz und festes Rückenpolster
- Wahlweise als Dusch- oder Toilettenstuhl nutzbar
- Belastbarkeit: 120 kg

#### Maße:

Breite x Höhe: 63 x 95 cm  
Sitzfläche: 43 x 42 cm  
Überfahrbare Höhe: 45 cm



Abb. ähnlich

### ROLLSTUHL BREEZY PARIX<sup>2</sup>

Der Leichtgewichtrollstuhl Breezy PariX<sup>2</sup> steht für hohen Standard in der Regelversorgung.

- Schwerpunkteinstellung
- Anpassbare Bespannung
- Winkeleinstellbares Fußbrett
- Höheneinstellbares Seitenteil



### MULTIFUNKTIONSROLLSTUHL BREEZY RELAX<sup>2</sup>

Der Multifunktionsrollstuhl Breezy RelaX<sup>2</sup> überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und maximale Flexibilität.

- Anatomisch geformter Rollstuhlrücken
- Tiefenverstellbare Armpolster
- Knieauflage
- Leichter Abduktionskeil und seitliche Unterstützung verhindern das Verrutschen

### SCHLUPFSACK WEBPELZ

- Im oberen Rand eingearbeitete Kordel zur Weitenregulierung
- Zwei elastische Schlaufen, die zur Befestigung über die Schiebegriffe gezogen werden
- Eine seitlich am Schlupfsack eingearbeitete praktische und großzügige Tasche.
- Rückengurt mit Klett- und Flauschverschluss und variabler Verstellung um die Rückenlehne, verhindert das Verrutschen des Schlupfsackes
- U-förmiger Spiral-Reißverschluss
- Mit 200 g/m Thermowatte







### SCOOTER AGIN

Der Agin bietet Fahrvergnügen und Beweglichkeit im Alltag und ist ein sicherer Begleiter für ein mobiles Leben außerhalb der Wohnung.

- Gut lesbar beschriftete und einfach zu bedienende Schalter
- Stufenlos verstellbare Lenksäule
- Ausgestattet mit Beleuchtung und Blinkanlage
- Luftbereifte 10"-Räder (285 mm)
- Beleuchtung vorn und hinten
- Max. Geschwindigkeit von 6 km/h, stufenlos regulierbar
- Reichweite: ca. 27 km, Ladezeit: 6 - 9 Std.

Maße:

Gesamtbreite: 56 cm, Wenderadius: 149 cm

### OPTIMUS 2

Exzellente Stärke – Super Power.

Der Optimus 2 überzeugt mit langer Lebensdauer durch hochwertigste Materialien und dem Einsatz von Präzisionsstahlrahmen für höchste Belastbarkeit.

- Einfache Anpassung von Fahreigenschaften, Zurüstoptionen, Sondersteuerungen und Sitzeinheiten
- Für den dauerhaften, ganztägigen Alltagsgebrauch vorwiegend im Außenbereich
- Kleiner Wendekreis für die Nutzung in Innenräumen
- Max. Geschwindigkeit von 6 km/h
- Max. Belastbarkeit: 150 kg + 10 kg Zuladung
- Reichweite mit Batterie: 50 - 70 km

Maße:

Gesamtbreite: 68 cm, Gesamtlänge: 124 cm  
Sitzbreite: 38 - 56 cm, Wenderadius: 120 cm



### ELEKTROANTRIEB MAX-E

Mit dem max-e verwandeln Sie Ihren manuellen Rollstuhl schnell und einfach in einen leichten, wendigen und vollwertigen Elektrorollstuhl. Alle Vorteile des manuellen Rollstuhls bleiben erhalten.

- Effiziente Kraftübertragung durch Direktantrieb
- Anbaumöglichkeit für fast alle Rollstühle ab einer Sitzbreite von 28 cm
- Geringes Eigengewicht von nur 8,8 kg
- Einfaches Anbringen des Antriebs am Rollstuhl
- Geeignet für ein max. zugelassenes Gesamtgewicht von 200 kg (Person, Rollstuhl und max-e)

### SCHIEBE- UND BREMSHILFE V-MAX

Machen Sie Ihren manuellen Rollstuhl mit der Schiebe- und Bremshilfe v-max mobil. Steigungen, zweigeteilte Rampen und Gefälle stellen ab sofort kein Problem mehr für Sie und Ihre Begleitung dar. Die Schiebehilfe v-max unterstützt Sie in allen Lagen.

- Effizienter Direktantrieb
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h, stufenlos regulierbar
- Reichweite mit einer Akku-Ladung bis zu 15 km
- Einfaches Anbringen und Abnehmen der kompletten Einheit
- Kein störendes drittes Antriebsrad
- Leichte Handhabung
- Geringes Gewicht der Antriebseinheit von unter 9 kg
- Geeignet für ein max. zugelassenes Gesamtgewicht von 200 kg (Person, Rollstuhl, v-max)
- v-max+ geeignet für ein max. zugelassenes Gesamtgewicht von 300 kg (Person, Rollstuhl, v-max+)



### TREPPENSTEIGER C-MAX

Der leichte und kompakte c-max U1 ist Ihr idealer Begleiter im täglichen Einsatz. Mit ihm lassen sich Treppen und Wege sicher und komfortabel überwinden.

- Mehr Mobilität und Lebensqualität
- Einfach und sicher zu bedienen
- Wenig Kraftaufwand durch die Bedienperson notwendig
- Leicht und kompakt
- Durch geringes Gewicht der Einzelteile gut zu verstauen
- Sicher und komfortabel
- Geeignet für ein Personengewicht von max. 140 kg/160 kg

### TREPPENSTEIGER S-MAX

Der s-max ist eine Treppensteighilfe für den Anbau an fast alle handelsüblichen Rollstühle. Sie können in Ihrem Rollstuhl sitzen bleiben, während Sie sicher und komfortabel Treppen und Hindernisse überwinden.

- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Bequem im Auto zu verstauen
- Einzelstufenschaltung
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Max. Tragkraft 155 kg oder 180 kg
- Max. Personengewicht 115 kg oder 140 kg





Abb. ähnlich

### STANDARDROLLATOR

- Viel Platz für den Nutzer durch den großen Abstand zwischen den Handgriffen sowie den Hinterrädern
- Breiter, tiefer Sitz für bequemes, sicheres Sitzen
- Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen
- Automatisch verriegelnde Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen des Rollators am Griff (z.B. beim Überwinden von Bordsteinen)
- Pannensichere Bereifung
- Max. Belastbarkeit: 125 kg



### DELTA-GEHRAD

- Durch drei Räder sehr wendig und schmal, ideal für die Wohnung
- Platzsparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung
- Stufenlos in der Höhe verstellbare ergonomische Handgriffe für eine bequeme Handstellung
- Durchdachter Faltmechanismus, lässt sich einfach lösen
- Nicht geeignet für Teppiche/ Hochflorteppichböden
- Optionales Zubehör: Korb, Tablett

### CARELINE GEHWAGEN PCS

Der PCS Gehwagen ist eine Kombination aus einem Rollstuhl und einem Rollator. Er vermittelt ein Sicherheitsgefühl bei gleichzeitiger Eigenständigkeit. Geschützt durch verstellbare Sicherheitsgurte und umlaufendem Sicherheitsrahmen wird eine Sturzgefahr minimiert. Zusätzlich ist die Möglichkeit zum Sitzen jederzeit gegeben.



### GEHGESTELL STARR

- Große Höhenverstellbarkeit – flexibel einsetzbar für fast alle Nutzer
- Speziell ausgewählte Materialien für hohe Wiedereinsatzquote
- Platzsparend zusammenfaltbar
- Hoch angesetzte Verbindungsstange ermöglicht die Nutzung über der Toilette

### VIERFUßGEHHILFE

Die Vierfußgehhilfe mit anatomischem Handgriff und rutschfestem Gummifüßen gleicht Bodenebenheiten gut aus und bietet dadurch mehr Stabilität beim Gehen.

- Stabiles Gehgestell aus Aluminiumrohr
- 7-fach höhenverstellbar
- Ergonomische Handgriffe, beidseitig verwendbar



### URINFLASCHEN UND STECKBECKEN

Bei bettlägerigen Patienten kommen Urinflaschen beziehungsweise Urinauffangtöpfe und Steckbecken zum Einsatz.



Urinflasche für Damen



Urinflasche für Herren



Steckbecken

### URINFLASCHENHALTER ZUM AUFHÄNGEN

- Weiß, beschichtet



### FLÄCHEN- DESINFEKTIONS-LÖSUNG

Gebrauchsfertige alkoholische Schnell-desinfektion zur prophylaktischen Oberflächen-desinfektion alkoholbeständiger, nichtinvasiver Medizinprodukte und kleiner Flächen

- 500 ml Spenderflasche



### HÄNDE- DESINFEKTIONS-LÖSUNG

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion

- 500 ml Spenderflasche



### PATIENTENLIFTER CARRY 185 CLASSIC

Konzipiert für die Pflege Zuhause  
Der Patientenlifter ermöglicht ein schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten und ist zum Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen geeignet. Die verstellbare Spreizung sorgt für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen.

- Maximallast 185 kg
- Bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion, Soft-Start/Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- Rückenschonende Handhabung für den Betreuer




### MUNDSCHUTZ

- Mund-Nasen-Maske zum Schutz der Träger und Patienten vor Spritzflüssigkeiten
- Sicherer Sitz durch baumwollummanteltes Elastikband, Nasenbügel
  - Weiches, hautfreundliches Material, geringer Atemwiderstand, geruchsneutral
  - Latex- und glasfaserfrei, nicht reizend
  - Hoch beständig gegen Flüssigkeiten und Aerosole
  - 3-lagig, 50 Stück

### INFUSIONSSTÄNDER

- Mobil
- Rollbar



### NITRIL-EINMALHANDSCHUHE

- Puderfrei
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- 200 Stück im Karton



### GLEITMATTE RS

Mit der Gleitmatte RS hat der Benutzer die Möglichkeit, sich selbstständig oder mit Hilfe einer zweiten Person im Rollstuhl oder Stuhl nach hinten zu bewegen. Die Gleitmatte verhindert außerdem das Vorrutschen des Benutzers und stabilisiert somit die Sitzposition.

- Wird mit Bändern im hinteren Sitzbereich an der Rollstuhllehne befestigt
- Halbseitig umgeklappt erleichtert sie Pflegekräften das Umlagern der Patienten

Maße:  
130 x 45 cm

### HALTEGÜRTEL

Der Haltegürtel besteht aus einem gepolsterten Nylonmaterial mit Antirutsch-Eigenschaft im Innenbereich. Er wird dem Patienten um den Bauch gelegt und mit Hilfe einer Schnalle geschlossen.

- Haltegürtel verfügt über mehrere Griffe, die das Umsetzen des Trägers erleichtern
- Widerstandsfähiges Außenmaterial
- Einfach zu benutzender Verschluss



### DREHSCHEIBE

Die Drehscheibe kann stehfähigen Patienten das Umsetzen, z. B. zwischen Bett und Rollstuhl, erleichtern. Aufgrund der Start-Stop-Funktion der Drehscheibe können die Bewegungen genau kontrolliert werden.

Maße:  
Durchmesser: 40 cm

### RUTSCHBRETT

Das Rutschbrett besitzt eine sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswiderstand zu minimieren. Es dient zur Umsetzung von Patienten.

- Holz, lackiert
- mit Griffausnehmungen
- max. 120 kg



Abb. ähnlich

### ONE WAY GLIDE STUHLAUFLAGE

Kontrolliertes und einfaches Positionieren

Die One Way Glide Stuhlaufgabe ist eine einlagige bzw. zweilagige (Roll-) Stuhlaufgabe, die auf der Sitzfläche platziert wird und somit das passive und ungewollte Rutschen (ohne Kraftaufwand) verhindert. Es verhilft zu einer stabilen Sitzposition und verhindert somit die ungünstige Reibung auf das Gesäß. Bei Patienten mit Neigung zu Hautproblemen, die „rutschbedingt“ sind, kann das One Way Glide helfen. Insbesondere die dünne Haut über dem Steißbein wird geschont.



### STARLIGHT PROTECT PLUS KOPFSCHUTZHELM

Der Aufbau des Modells Protect Plus folgt dem Sandwichprinzip, um auftretende Schlag- und Stoßkräfte aufzunehmen und zu verteilen.

Im Bereich der Hinterkopfpartie ist auf der Außenseite eine zusätzliche schlagzähe, splitterfreie Hartschaum-Schutzschale eingearbeitet, um z.B. bei einem rückwärtigen Aufprall die auftretenden Kräfte auf die gesamte Konstruktion im Hinterkopfbereich zu verteilen.

Der Starlight Protect Plus Kopfschutzhelm aus hochwertigstem Full-Grain-Leder sitzt mittels Kinn- und Nackenriemen fest und sicher, auch hier sind Verschlüsse für den Kinnriemen nach Indikation wählbar.



© Ofa Bamberg/www.ofa.de

### KOMPRESSIONSSTRUMPFAN- UND AUSZIEHHILFE MODELL FIT MAGNIDE

An- und Ausziehhilfe für alle Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener und geschlossener Spitze geeignet

- Einfache Anwendung, Mehr An- und Ausziehkraft
- Dünnes, reißfestes und glattes Segeltuch
- Verminderung der körperlichen Belastung für Sie oder Ihre Pflegekraft
- Höhere Selbständigkeit
- Schnelleres An- und Ausziehen der Strümpfe
- Ultraleicht und auf Handtaschenformat faltbar, ideal für unterwegs
- Pflegeleicht und abwaschbar

# MÖLLER SANITÄTSHAUS

## NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**MÖLLER**  
**SANITÄTSHAUS GmbH**  
**FILIALE**  
Hellweg 2  
44787 Bochum

**MÖLLER**  
**SANITÄTSHAUS GmbH**  
**GESUNDHEITZENTRUM**  
Bergstraße 25  
44791 Bochum

Tel.: 02 34 - 96 16 40  
Fax: 02 34 - 96 16 426

**MÖLLER**  
**SANITÄTSHAUS GmbH**  
**FILIALE**  
Alleestr. 77  
44793 Bochum

**MÖLLER**  
**SANITÄTSHAUS GmbH**  
**FILIALE IM EVK HATTINGEN**  
Bredenscheider Str. 54  
45525 Hattingen

[www.sanitaetshaus-moeller.de](http://www.sanitaetshaus-moeller.de)  
[kontakt@sanitaetshaus-moeller.de](mailto:kontakt@sanitaetshaus-moeller.de)

